







Test na obecność przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 metoda przepływu bocznego



Pierwszy oficjalnie zatwierdzony produkt w Chinach umożliwiający przeprowadzenie szybkiego testu na obecność przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2






Test na obecność przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 metoda przepływu bocznego



- **Test pomocniczy** do diagnozowania choroby wywołanej koronawirusem (COVID-19)
- Łatwy w użyciu, **natychmiastowy wynik w 15 minut**

Przeciwciała są wydzielane po pojawieniu się wirusa. Immunoglobulina M (IgM) pojawia się jako pierwsza, stając się wczesnym objawem infekcji. Immunoglobulina G (IgG) pojawia się później, powodując bardziej specyficzną i silniejszą reakcję na wirusa.



Przeciwciała można wykryć po tygodniu od zakażenia, z nieznaczną różnicą między osobami.

Informacja o zamówieniu

Produkt	Rozmiar opakowania	Rodzaj próbki	Przechowywanie	Okres trwałości
Test przeciwciał SARS-CoV-2 (metoda przepływu bocznego)	20T	Krew pełna, surowica i osocze	2°C~30°C	6 miesięcy